

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **L-09180-W**  
Bezeichnung **Med-Comfort**  
**Medikamentendispenser**



MAßE		
Länge	Breite	Höhe
220 mm	60 mm	15 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG						
Material Schale	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> ABS / PC		
Material Deckel	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> ABS / PC		
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz			
Eigenschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebelister	<input checked="" type="checkbox"/> Einwegprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Blindenschrift auf Rückseite	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Fächer	<input type="checkbox"/> extra große Fächer	
Sprachen Aufdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> Englisch	<input type="checkbox"/> Italienisch			
Bedruckung	<input checked="" type="checkbox"/> Morgen / Morning Mittag / Noon Abend / Evening Nacht / Night		<input type="checkbox"/> Mattina Mezzogiorno Sera Notte			

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN						
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	200	
EAN Unterverpackung	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	-	
Breite	-	
Höhe	-	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	3.450 g	3.460 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
<b>Allgemeines</b>	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	1
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941042220
<b>Maße &amp; Größe</b>	
Länge	328 mm
Breite	380 mm
Höhe	292 mm
<b>Gewichte</b>	
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>
uni	3.460 g
	<b>Bruttogewicht</b>
	3.960 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	190 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	190 kg	215 kg