



BC 27

beurer
medical

BC 27 Handgelenk-Blutdruckmessgerät



Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala



Arrhythmie-Erkennung:
Erkennt und warnt vor evtl.
Herzrhythmusstörungen



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares Display

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 84 x 60 x 29 mm

Produktgewicht: ca. 92 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 17825756

HMV: XXX

VE: 4 / Transportkarton: 8 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65904 2

Art.-Nr.: 659.04