

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:  
2017-04

## Nitril® black

Unser schwarzer Nitriluntersuchungs- und  
Schutzhandschuh / Our black nitrile  
examination and protective glove



### Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)
1280S	Small	min. 240	80 ± 10
1280M	Medium	min. 240	95 ± 10
1280L	Large	min. 240	110 ± 10
1280XL	Extra-Large	min. 240	≥ 110

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	EN 455 / AQL 1,5 EN 374 / AQL 1,5	< 300 (CFU = colony- forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,060 mm ± 0,020
Handfläche / Palm	0,070 mm ± 0,020
Finger	0,100 mm ± 0,020

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -3	Ja / Yes
EN 388	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes

### Allgemeine Informationen / General information:

#### Produktbeschreibung / Product description:

Nitriluntersuchungshandschuh, schwarz, puderfrei, unsteril,  
texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den  
Einmalgebrauch. / Nitrile examination glove, black, powderfree,  
non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

#### Inhaltsstoffe / Ingredients:

Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Sulfur, Zinkoxid, ZDEC,  
ZDBC, Farbpigment. /  
NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur,  
zinc oxide, ZDEC, ZDBC, color pigment.

#### Oberflächenbehandlung / Surface treatment:

Polymerbeschichtung / Polymer coating

#### Verpackung / Packing:

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /  
100 pcs. per package; 10 packages per carton

#### Haltbarkeit / Shelf life:

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken  
lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen,  
Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. /  
5 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect  
from sunlight. Avoid temperatures below 5 °C and higher than  
35 °C.

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates:

- EN ISO 9001; EN ISO 13485
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I /  
Medical product of class I
- 89/686/EWG / EEC: Persönliche Schutzausrüstung  
der Kat. III / Personal protective equipment of cat. III
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung /  
Food Compliance acc. to EC Directive  
1935/2004

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).